

137 mm

98 mm

3 mm

98 mm

3 mm

37 mm

Des solutions adéquates pour lutter contre tous types d'insectes, développées d'après l'étude du comportement des insectes et testées en laboratoire indépendant et reconnu.

MITES DES VÊTEMENTS

Kapo vous propose cette solution longue durée et pratique pour protéger vos lainages, manteaux ou couvertures des mites et des larves. Les bandes accordéons Kapo se suspendent à vos cintres ou se découpent pour vos tiroirs et étagères. Sans odeur, elles ne tachent pas. Effet préventif et curatif. Action immédiate.

INFORMATION CONSOMMATEUR

Enlevez l'enveloppe cellophane juste avant l'utilisation. Pour conserver le maximum d'efficacité, Kapo vous recommande de ne pas laisser les armoires et tiroirs ouverts... Évitez tout contact avec un tissu humide.

POUR UNE EFFICACITÉ OPTIMALE

Armoires, penderies, housses : Dépliez l'accordéon et suspendez-le au cintre. Une bande accordéon protège une penderie 1 porte (env. 1m²) pendant 6 mois. Pour les fourrures, Kapo vous recommande de disposer également des feuilles sous le col et dans les poches.

Tiroirs, valises et étagères : Selon le volume, découpez et disposez 2 à 5 feuilles sur et entre les vêtements. Renouveler tous les 6 mois si nécessaire. Pour stopper l'efficacité, retirer le papier accordéon.

RECOMMANDATIONS

Pour lutter contre les mites, Kapo vous propose des produits complémentaires : crochets gel anti-mites et anti-acariens, aérosol anti-mites et larves...

ATTENTION. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

COMPOSANT : Transfluthrine (2,3,5,6-Tetrafluorbenzyltrans-2-(2,2-dichlorovinyl)-3,3-diméthylcyclopropanecarboxylat)(CAS 118712-89-3) : 2,1 g/kg soit 30 mg par bande de 14,5 g. Produit biocide insecticide (TP18).

Date de péremption et n° de lot : Voir inscription sur emballage.

Type de préparation : produit diffuseur de vapeur (VP).



ED 290 c

Certifié par:



0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Fabriquée en UE

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
CS 60206 - F 59445 WASQUEHAL cedex
www.kapo.com



MITES DES VÊTEMENTS
1 BANDE PRÉ-DÉCOUPÉE



EFFICACE 6 MOIS

Inodore

Ne tache pas





élixir
design

CONTACT / AGENCY CONTACT:

Isabelle MARCHAND
isabelle@elixirdesign.fr
Bateau Le Chaland
1432 quai Marcel Dassault
92210 SAINT CLOUD
TÉL : 33(0)1 55 39 40 30
FAX : 33(0)1 55 39 40 31

RELECTURE 2 - Livraison

BRUNEL

Numéro de dossier : 15-02/1998

ED0290c

Dimensions : 238,7 x 136,7 mm

DATE : 16/06/2016

Contact clientèle : Diane Rochet

Opérateur : Marie/Valery

INFOS DOCUMENT

**Imports Joints
Pictures Supplied:**

Photoshop CC
Haute Définition
High Resolution
Cmjn / Cmyb
Psd Joints / Included

Polices / Fonts

Voir Liste Jointe
Live Text Font Included

**Échelle Du Document
Artwork Scale: 1/1**

**Échelle D'impression
Printing Scale: 1/1**

Impression / Printing:

Format / Size:
Illustrator CC

COULEURS UTILISÉES / COLORS USED :



DÉCOUPE / CUTTERGUIDE
Ne pas imprimer / Do not print



CMJN



Ceci est un document d'exécution et nécessite une étape de photogravure. Merci de vérifier la lecture du gencod. Merci de nous informer de toute modification de ce document. Les polices de caractères utilisées dans ce document vous sont fournies à seule fin d'imprimer le présent document. Leur utilisation pour toute autre destination est prohibée et doit faire l'objet de l'achat d'une licence. Elixir Design ne saurait être tenue pour responsable en cas d'utilisation frauduleuse.